

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Sada masážních baněk, 4 ks
SYMBOL: 15871 EAN/GTIN: 5907451325568

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - POKYNY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ

Súprava masážnych baniek, 4 ks
SYMBOL: 15871 EAN/GTIN: 5907451325568



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS

Čínské baňky jsou ideální pomůckou pro domácí vakuovou masáž. Díky různým velikostem je lze přizpůsobit různým oblastem těla, jako je obličej, paže, stehna nebo břicho. Baňky se snadno používají, jsou flexibilní a odolné, takže jsou skvělou volbou pro lidi, kteří se chtějí o své tělo starat doma.

TIP

- Výrobek by měl být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo pokud zjistíte poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Použití: Vakuová masáž, zlepšení krevního oběhu, redukce celulitidy.

Příprava

- Před masáží pokožku očistěte a osušte.
- Aplikujte masážní olej nebo pleťovou vodu, abyste minimalizovali tření.

Aplikace baňkování

- Vyberte vhodnou velikost baněk pro danou partii těla.
- Stiskněte baňku prsty, abyste odstranili vzduch.
- Přiložte baňku na pokožku a uvolněte, aby se vytvořil sací efekt

Masážní technika

- Pomalu posouvejte baňku podél svalů po dobu asi 5-10 minut.
- Masáž neprovádějte více než 3-4x týdně.

Po dokončení

- Opatrně sundejte baňku jemným zatlačením na pokožku.
- Baňky umyjte v teplé mýdlové vodě a osušte.
- Zvlhčete pleť pleťovou vodou nebo krémem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Materiál: Vysoce kvalitní guma.
- Velikost baněk: 25 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm.
- Barva: Modrá.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před používáním produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.
- Tento produkt mohou používat děti ve věku 12 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Baňkování nepoužívejte na podrážděnou nebo poškozenou pokožku.
- Nepoužívejte při problémech s křečovými žilami, prasklými kapilárami nebo křehkou pokožkou.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Nenechávejte baňku na jednom místě déle než 30 sekund, aby nevznikly modřiny.
- Nepoužívejte na obličej (kromě nejmenší baňky), kolem srdce nebo páteře.
- Kontraindikace: těhotenství, problémy se srážlivostí krve, křečové žíly, kožní onemocnění.
- Pokud se objeví nepříjemné pocity, přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem.
- Baňky po každém použití umyjte, abyste zabránili hromadění bakterií.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Uchovávejte fóliový obal výrobku mimo dosah dětí (nebezpečí udušení)
- Vyhněte se zdrojům vznícení: vyhněte se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár)
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, rozpouštědly.

- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Pokud bezpečné používání již není možné, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečné používání již není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena.
- Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.
Vyhraujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez upozornění.

SK

Vážený pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS

Čínske gumené banky sú ideálnym nástrojom pre domácu vákuovú masáž. Vďaka rôznym veľkostiam sa dajú prispôsobiť rôznym oblastiam tela, ako je tvár, ruky, stehná alebo brucho. Baňkovanie sa ľahko používa, je flexibilné a odolné, vďaka čomu je skvelou voľbou pre ľudí, ktorí sa chcú o svoje telo starať doma

TIP

- Výrobok je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo ak zistíte poškodenie v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy, kontaktujte prosím servisnú linku.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Použitie: Vákuová masáž, zlepšenie krvného obehu, redukcia celulitídy.

Príprava

- Pred masážou si pokožku očistite a osušte.
- Naneste masážny olej alebo pleťovú vodu, aby ste minimalizovali trenie.

Aplikácia bankovania

- Vyberte si vhodnú veľkosť baniek pre danú časť tela.
- Stlačte žiarovku prstami, aby ste odstránili vzduch.
- Položte banku na pokožku a uvoľnite, aby sa vytvoril sací efekt.

Masážna technika

- Pomaly posúvajte banku po svaloch asi 5-10 minút.
- Vykonajte masáž nie viac ako 3-4 krát týždenne.

Po dokončení

- Opatrne odstráňte banku jemným zatlačením na pokožku.
- Banky umyte v teplej mydlovej vode a osušte.
- Zvlhčite pokožku pleťovou vodou alebo krémom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Materiál: Vysoko kvalitná guma.
- Veľkosti pohárov: 25 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm.
- Farba: Modrá.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním produktu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 12 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú z toho vyplývajúcim rizikám.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Bankovanie nepoužívajte na podráždenú alebo poškodenú pokožku.
- Nepoužívať pri problémoch s kŕčovými žilami, prasknutými kapilármi alebo krehkou pokožkou.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nenechávajte banku na jednom mieste dlhšie ako 30 sekúnd, aby ste predišli otlakom.
- Nepoužívajte na tvár (okrem najmenšej šálky), okolo srdca alebo chrbtice.
- Kontraindikácie: tehotenstvo, problémy so zrážanlivosťou krvi, kŕčové žily, kožné ochorenia.
- Ak sa objavia nepríjemné pocity, prerušte používanie a poraďte sa so svojím lekárom.
- Po každom použití banky umyte, aby ste zabránili hromadeniu baktérií.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Fóliový obal výrobku uchovávať mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusení)
- Vyhýbajte sa zdrojom zapálenia: vyhýbajte sa kontaktu s plameňmi alebo zariadeniami generujúcimi teplo (môže spôsobiť požiar)
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, rozpúšťadlami.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodený výrobok.
- Ak už nie je možná bezpečná prevádzka, prestaňte výrobok používať a zaistite ho proti opätovnému použitiu. Bezpečná prevádzka už nie je možná, ak: - bol výrobok poškodený, - bol dlhší čas skladovaný v nepriaznivých podmienkach alebo - bol počas prepravy nadmerne zaťažovaný.
- Je zakázané používať výrobok, ak je niektorá časť poškodená.
- Vždy používajte výrobok podľa určenia.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na miesto likvidácie odpadu určené miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.
Vyhradujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a údajov o produkte bez upozornenia.

Dovozce / Dovožca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10
internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl