

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Gelová maska na obličej, růžová

SYMBOL: 27201_R; EAN/GTIN: 5907451367551

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Gelová maska na obličej, zelená

SYMBOL: 27201_Z; EAN/GTIN: 5907451367544

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení.



POUŽITÍ A POPIS

Gelová pleťová maska je vynikající pomůckou pro domácí péči o pleť, který využívá vlastností termoterapie.

Díky možnosti ochlazování nebo zahřívání lze masku použít ke zmírnění otoků, svalového napětí a známek únavy, a také k uvolnění pokožky a zlepšení mikrocirkulace.



TIP

- ☐ Výrobek je nutné zkontrolovat, zda je kompletní a zda nevykazuje viditelné poškození.
- ☐ V případě neúplné dodávky nebo pokud si všimnete poškození v důsledku vadného balení či přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ Plněné gelovými kuličkami
- ☐ Zapínání na suchý zip
- ☐ Suchý zip zapínaný gumičkami
- ☐ Oboustranný
- ☐ Studené a horké
- ☐ Univerzální velikost pro všechny
- ☐ Snadno se čistí

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
- ☐ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.
- ☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Uchovávejte fóliový obal výrobku mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- ☐ Vyhněte se zdrojům zapálení: vyhněte se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár).
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny a rozpouštědly.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čistící prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozený výrobek.
- ☐ Pokud již není bezpečné používání možné, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti opětovnému použití. Bezpečné používání není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoli jeho část poškozena.
- ☐ Masku používejte maximálně 10–15 minut na jedno sezení.
- ☐ Pro chladivé použití vložte masku do chladničky přibližně na 30–60 minut (nebo do mrazničky na kratší dobu – maximálně 10 minut).
- ☐ Pro ohřev: ohřívejte v horké vodě (do 60 °C) po dobu 5–7 minut nebo v mikrovlnné troubě po dobu asi 15 sekund (při výkonu 600 W)
- ☐ Před aplikací masky vždy zkontrolujte její teplotu – neměla by být ani příliš studená, ani příliš horká.
- ☐ Nepoužívejte masku na poškozenou, podrážděnou nebo nemocnou pokožku.
- ☐ Nespěte s maskou ani ji nepoužívejte bez dozoru.
- ☐ Výrobek vždy používejte k určenému účelu.
- ☐ Po použití masku otřete vlhkým hadříkem a nechte uschnout.
- ☐ Nepoužívejte více než dvakrát denně.



TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na místo pro sběr odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a produktových dat bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovozca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl