

Masážní nahřívací bandáž na koleno

EAN: 5907451354360

Důležité bezpečnostní pokyny, návod uchovejte

Nebezpečí - pro snížení rizika popálení, elektrického šoku a požáru používejte přístroj v souladu s následujícími instrukcemi.

1. Přečtěte si všechny instrukce k použití produktu.
2. Nepoužívejte během spaní.
3. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, obzvláště v přítomnosti dětí.
4. Nepoužívejte přístroj na kojencích.
5. Nepoužívejte přístroj na zvířatech.
6. Přístroj není vhodný pro osoby s omezeným krevním oběhem nebo osoby v bezvědomí.
7. Přístroj nesmí používat osoby s diabetes.
8. Nepoužívejte v oblastech necitlivé pokožky, hrozí popálení.
9. Popálení může nastat nezávisle na nastavení teploty, kontrolujte pravidelně pokožku.
10. Nepoužívejte špendlíky nebo jiné kovové předměty pro zajištění přístroje na místě.
11. Nesedejte a netlačte na přístroj. Položte přístroj na tělo, ne pod sebe. Teplo se může ve stísněném prostoru kumulovat. Vyhněte se ostrému ohýbání deky.
12. Nepoužívejte masti a balzámy (obzvláště ty hřejivé) na pokožku při používání přístroje. Hrozí popálení.
13. Nečistěte metodou suchého čištění.
14. Netahejte přístroj za napájecí kabel.
15. Neodpojujte přístroj z elektrické zásuvky vlhkýma rukama.
16. Při používání prodlužovací zástrčky použijte takovou, která odpovídá stejnému elektrickému standardu.
17. Vždy před použitím zkontrolujte přístroj. Přestaňte přístroj používat, pokud bude vykazovat poškození nebo zhoršený stav.
18. Neohýbejte a neštípejte napájecí kabel. Přístroj nepoužívejte pokud má jakkoli poškozený napájecí kabel nebo se přístroj chová nestandardně. Přístroj neopravujte svépomocí. Pokud přístroj nepracuje správně, postupujte podle reklamačního formuláře.
19. Na přístroj nešlapejte.
20. Při skladování svažte kabel volně, napnutý kabel se může poškodit společně s vnitřními součástkami přístroje.
21. Produkt je vhodný pro domácí použití. Nepoužívejte přístroj venku.
22. Uchovejte tento návod.

Instrukce k restartování přístroje

1. Přístroj odpojte ze zásuvky.
2. Počkejte 3 minuty.
3. Připojte přístroj do zásuvky a měl by fungovat.

Čištění přístroje

Upozornění: Přístroj nebělte, nečistěte suchou metodou a nepoužívejte ždímačku!

1. Odpojte přístroj ze zásuvky.
2. Lokálně vyčistěte vlhkým hadříkem a neagresivním čističem.
3. Rozložte pro usušení.
4. Neponořujte do vody.
5. Nepřipojujte přístroj, dokud není úplně suchý.

Specifikace

Rozměr: 76 x 40 cm

Vstup: 100-240 V 50/60Hz 0.65A MAX

Výstup: 12V 2000mA

Automatické vypnutí: 1 hodin

5 masážních nastavení:	Vysoká intenzita:	MIX Pulzování Rychlé pulzování Zrychlování a zpomalování Nepřetržité
2 nahřívacích nastavení:	Střední teplota:	~53°C
	Vyšší teplota:	~57°C

Certifikováno FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

INSTRUKCE

1. Přístroj připojte do zásuvky a stiskněte spínač pro zapnutí (ON).
2. Nasaďte bandáž na požadovanou část těla správnou stranou - ovladač musí směřovat od těla.
3. Vyberte požadovanou úroveň zahřívání nebo masáže pomocí spínačů se symboly tepla nebo vibrací. Pro vypnutí podržte spínač po dobu 1,5 sekundy.
4. Chvilí počkejte, než se podložka nahřeje
5. Nesedejte si nebo netlačte na bandáž. Nepřekládejte při používání.

FUNKCE PŘÍSTROJE

Masáž:

1. Stisknutí = Vysoká intenzita / MIX
 2. Stisknutí = Vysoká intenzita / Pulzování
 3. Stisknutí = Vysoká intenzita / Rychlé pulsování
 4. Stisknutí = Vysoká intenzita / Zrychlování a zpomalování
 5. Stisknutí = Vysoká intenzita / Nepřetržitě
- Stisknutí a podržení 1,5 sekundy = Vypnutí

Zahřívání:

1. Stisknutí = Vyšší teplota
 2. Stisknutí = Nižší teplota
- Stisknutí a podržení 1,5 sekundy = Vypnutí

Spínač zapnutí/vypnutí

- 1) Stisknutí pro zapnutí
- 2) Stisknutí a podržení 1,5 sekundy = Vypnutí

Poznámka: Zahřívací funkce se automaticky zapne se zapnutím přístroje

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Přístroj se automaticky po 1 hodině nepřetržitého používání vypne.
V případě výpadku elektřiny se funkce automaticky resetuje.