

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Skládací masážní vanička na nohy s ohřevem

SYMBOL: 27510; EAN/GTIN: 5907451373644



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtete níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Tato vanička je určena pro domácí masáž nohou pomocí teplé vody, vzduchových bublin a červeného světla. Díky funkci ohřevu vody, masážním výstupkům a pohyblivým válečkům umožňuje přístroj hlubokou relaxaci, zlepšuje krevní oběh a podporuje regeneraci unavených nohou.

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a není určeno pro lékařské ani komerční účely a není určeno k nahrazení lékařské terapie. Zařízení je určeno pro vnitřní použití v suchých místnostech. Není určeno pro lékařské, terapeutické ani komerční účely.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů certifikace CE nesmí být tento výrobek žádným způsobem přestavován ani upravován. Použití výrobku k jiným účelům, než které jsou popsány, může vést k jeho poškození. Nesprávné použití může také vést k nebezpečím, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nesprávného použití!

Používání zařízení jiným způsobem, než ke kterému je určeno, a/nebo používání zařízení jakýmkoli jiným způsobem může být spojeno s různými riziky.

Zařízení by mělo být používáno pouze k určenému účelu.

Dodržujte prosím postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

POKYNY K UVEDENÍ DO PROVOZU/INSTALACI

- ☐ Rozložte vaničku a položte ji na rovný a stabilní povrch.
- ☐ Naplňte vnitřek vodou – až po maximální úroveň
- ☐ Zapojte kabel do zásuvky
- ☐ Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF na krytu.
- ☐ Přístroj automaticky aktivuje funkce vyhřívání a bublinkové masáže.
- ☐ Vložte nohy do vaničky a uvolněte se.

TIP

- ☐ Používání zařízení jiným způsobem, než ke kterému je určeno, a/nebo používání zařízení jakýmkoli jiným způsobem může být spojeno s různými riziky.
- ☐ Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- ☐ Je nutné dodržovat postupy popsané v tomto návodu k obsluze. Reklamace jakéhokoli druhu vyplývající z poškození způsobeného nesprávným použitím, nesprávnými opravami, neoprávněnými úpravami nebo použitím neoprávněných náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně uživatel.
- ☐ Pohyblivé válečky ve dně mísy slouží k nezávislé masáži tlakových bodů vašich chodidel – pro ještě větší účinek pohybujte chodidly podél výstupků.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- ☐ **Výkon:** 500 W
- ☐ **Napájení:** 110–240 V / 50–60 Hz
- ☐ **Objem:** cca 15 litrů
- ☐ **Materiál:** plast + silikon
- ☐ **Funkce:** ohřev vody, vzduchové bublinky, terapie červeným světlem

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☐ Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.
- ☐ Nikdy neponořujte zařízení do vody.
- ☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čistící prostředek.
- ☐ Nepoužívejte poškozené zařízení.
- ☐ Výrobek není určen k použití dětmi.
- ☐ Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- ☐ Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Samotný výrobek a jeho příslušenství nejsou hračky a měly by být uchovávány mimo dosah dětí, aby se předešlo nebezpečí.
- ☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou hrát, což je nebezpečné.
- ☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- ☐ Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- ☐ Pokud již není bezpečný provoz možný, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti dalšímu použití. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy vystaven nadměrnému namáhání.

- ☐ Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část poškozena. Pokud je poškozený kabel, nepokoušejte se jej sami opravit.
- ☐ Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo adaptér poškozený nebo pokud není správně zapojený do zásuvky.
- ☐ Nerozebírejte zařízení sami.
- ☐ Nebouchajte do výrobku a nenechtejte ho spadnout z výšky. Pokud dojde k jeho poškození pádem nebo jiným mechanickým poškozením, přestaňte jej používat.
- ☐ Přístroj skladujte na chladném a suchém místě.
- ☐ Před použitím zařízení se ujistěte, že síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- ☐ Po použití vždy odpojte zařízení ze zásuvky.
- ☐ Nelijte vroucí vodu - zařízení ji ohřívá automaticky.
- ☐ Produkt by měl být vždy používán dle určení.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- ☐ Zařízení připojujte pouze do řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvky. Napětí v síti se musí shodovat s údaji na typovém štítku zařízení/zdroje napájení.
- ☐ Zajistěte, aby napájecí kabel během provozu nezmoknul ani nezvlhl. Vedte kabel tak, aby se nepřiskřípl ani nepoškodil.
- ☐ Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých povrchů.
- ☐ Neprovádějte žádné opravy zařízení sami.
- ☐ Veškeré opravy smí provádět pouze servisní pracovník nebo kvalifikovaní odborníci.
- ☐ Před čištěním zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- ☐ Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo mokřém prostředí, například v koupelně.
- ☐ Poškozenou zástrčku nebo napájecí kabel nechte okamžitě opravit kvalifikovaným odborníkem nebo servisním střediskem, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
- ☐ Do zařízení nevkládejte žádné jehly ani ostré předměty.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ☐ Toto zařízení by se nemělo používat k masáži kojenců, malých dětí, bezmocných osob nebo zvířat.
- ☐ Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud pociťujete vykloubení nebo bolest v masírované oblasti.
- ☐ Pokud se masáž stane nepříjemnou nebo způsobí bolest, okamžitě ji přestaňte.
- ☐ Zařízení má během provozu horký povrch. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, by měly při používání zařízení dbát opatrnosti.
- ☐ Nepoužívejte zařízení na oteklých, spálených, podrážděných, nemocných nebo poraněných oblastech kůže nebo těla.
- ☐ Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně užívání, poraďte se se svým lékařem.
- ☐ Během používání zařízení nezakrývejte (polštářem, dekou atd.). Nepoužívejte zařízení v blízkosti benzínu nebo jiných hořlavých materiálů.

VAROVÁNÍ – MATERIÁLNÍ ŠKODY!

- ☐ Zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.
- ☐ Zařízení by mělo být používáno pouze s dodaným síťovým adaptérem.



TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na určené místo pro skládku odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech recyklace použitých výrobků získáte od místního úřadu obce nebo města.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat s běžným domovním odpadem, ale měly by být zlikvidovány řádně. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době lze získat od příslušných úřadů.



Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS.



Varování před úrazem elektrickým proudem! Nebezpečí ohrožení života!

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.