

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nahřívací návlek na rameno

SYMBOL: 27301 EAN/GTIN: 5907451364710

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Usochejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.



APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Praktický ramenní a pažní pás s funkcí vyhřívání je perfektním řešením pro lidi, kteří hledají úlevu od bolesti, svalového napětí nebo kloubních onemocnění. Je vybavena 3-stupňovým systémem regulace teploty, umožňuje vám přizpůsobit úroveň tepla vašim individuálním potřebám, podporuje regeneraci a zlepšuje oběh v oblasti paží a ramen.

Návlek je napájen portem USB-C, díky kterému je pohodlný a mobilní – můžete jej používat doma, v kanceláři nebo na cestách připojením k powerbance, notebooku nebo adaptéru. Ergonomický tvar a nastavitelné popruhy zajišťují pohodlné přizpůsobení tělu, zatímco měkký, prodyšný materiál zajišťuje pohodlí při nošení i po delší dobu.

Tento multifunkční přístroj je skvělou oporou pro každodenní relaxaci a při terapii bolestí vyplývajících z úrazů, přetížení nebo napětí. Ideální pro sportovce, fyzicky aktivní lidi a každého, kdo chce pečovat o své zdraví.

Návlek v sobě spojuje moderní technologii s praktickým designem a je tak perfektním tipem na dárek.

POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU / INSTALACI

Před prvním použitím se ujistěte, že je pásek čistý a suchý.

☐ Zkontrolujte, zda jsou všechny položky kompletní:

Návlek s nastavitelnými popruhy

USB napájecí kabel

Uživatelská příručka (pokud je součástí dodávky)

☐ Najděte si pohodlné místo, kde si návlek nasadíte – nejlépe když sedíte nebo stojíte před zrcadlem.

☐ Umístěte návlek na paži tak, aby hlavní topná část byla na oblasti vyžadující tepelnou terapii.

☐ Upravte popruhy tak, aby správně padly – neměly by být příliš volné ani příliš těsné.

☐ Popruh provlékněte nastavitelnými sponami a zapněte suchým zipem.

☐ Ujistěte se, že pásek těsně přiléhá k tělu, ale neomezuje krevní oběh.

☐ Připojení zdroje napájení:

Připojte kabel USB k návleku.

Druhý konec kabelu připojte k powerbance, počítači, USB nabíječce nebo jinému 5V zdroji napájení.

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapněte zařízení.

LED indikátor se rozsvítí, což znamená, že návlek funguje.

Regulace teploty

- Změňte režim vytápění krátkým stisknutím tlačítka:

Červená (vysoká teplota) 

Žlutá (střední teplota) 

Modrá (nízká teplota) 

☐ Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund zařízení vypnete.

☐ Odpojte napájecí kabel.

☐ Opatrně sundejte návlek a uložte ho na suchém místě.

☐ Poznámka: Návlek nepoužívejte déle než 30-60 minut v jednom sezení, aby nedošlo k přehřátí pokožky

TIP

Zařízení musí být zkontrolováno z hlediska úplnosti dodávky a viditelných poškození.

V případě neúplné dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte zákaznický servis.

Technické parametry:

☐ 3 režimy vytápění

☐ Napájení: USB-C (kabel součástí balení)

☐ Délka kabelu: 100 cm

☐ Barva: černá

ROZMĚRY (měřeno naplocho, bez natahování):

☐ Délka: 35 cm

☐ Délka přídatného popruhu: 82 cm

☐ Šířka: 35 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

☐ Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.

☐ Děti si s výrobkem nesmí hrát.

☐ Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

☐ Nikdy neponořujte přístroj do vody.

☐ K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.

☐ Nepoužívejte poškozené zařízení.

☐ Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.

☐ Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.

- ☐ Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- ☐ Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečný provoz již není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- ☐ Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena. Pokud je kabel poškozen, je zakázáno provádět opravy sami.
- ☐ Nerozebírejte zařízení sami.
- ☐ Chraňte výrobek před vlhkostí.
- ☐ Světelné prvky nelze vyměnit. Pokud světelné prvky přestaly fungovat kvůli opotřebení, je nutné vyměnit celý výrobek.
- ☐ Dávejte pozor, abyste kabel USB nepoškodili ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím zcela rozviňte kabel USB.
- ☐ Příložený kabel USB je vhodný pouze pro tento produkt.
- ☐ Okamžitě vypněte výrobek a odpojte kabel od výrobku, pokud je cítit spálenina nebo je viditelný kouř. Před dalším použitím nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- ☐ V případě použití USB napájecího adaptéru musí být zásuvka vždy snadno přístupná, aby bylo možné USB napájecí adaptér v případě nouze snadno vyjmout ze zásuvky. Dodržujte prosím také návod k obsluze výrobce.
- ☐ Nedívejte se do paprsku světla.
- ☐ Vzhledem k extrémně rychlé rychlosti změny světla se mohou u dětí nebo zvláště náchylných jedinců (např. u osob s duševním onemocněním) objevit poruchy vidění.
- ☐ Před použitím se ujistěte, že stávající síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- ☐ Před montáží, demontáží a čištěním odpojte USB kabel.
- ☐ Vždy používejte výrobek tak, jak je určen.
- ☐ Připojujte pouze ke kompatibilním zdrojům napájení – např. powerbankám, počítačům nebo 5V USB adaptéřům.
- ☐ Nepoužívejte poškozené kabely – pokud zjistíte jakékoli oděrky nebo poškození, kabel vyměňte.
- ☐ Neponořujte návlek do vody ani jej nepoužívejte ve vlhkém prostředí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- ☐ Zařízení neotevírejte ani neupravujte – může dojít ke zrušení záruky a ohrožení zdraví.
- ☐ Po použití odpojte od zdroje napájení a před uskladněním nechte vychladnout.
- ☐ Návlek čistěte pouze vlhkým hadříkem – neperte jej v pračce ani jej neponořujte do vody.
- ☐ Skladujte na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla.
- ☐ Kabely neskládejte ani nemačkejte – mohlo by dojít k jejich poškození.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- ☐ Nepoužívejte návlek na kožní oblasti s ranami, popáleninami, podrážděním nebo zánětem.
- ☐ Nepoužívejte návlek déle než 30-60 minut v jednom sezení, aby nedošlo k přehřátí pokožky.
- ☐ Nepoužívejte ve spánku - hrozí přehřátí a nadměrný tlak na paži.
- ☐ Přestaňte používat, pokud pocítíte nepohodlí, bolest nebo nadměrné teplo kůže.
- ☐ Návlek nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor nebo jiné lékařské přístroje, které fungují na elektřinu.
- ☐ Lidé trpící cukrovkou, poruchami krevního oběhu, kožními chorobami nebo přecitlivělí na teplo by se před použitím měli poradit s lékařem.
- ☐ Bez rady s lékařem nepoužívejte návlek u dětí, starších osob nebo osob s omezenou schopností pociťovat teplo.
- ☐ Nepoužívejte během těhotenství, pokud vám to nepovolí lékař.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat jako domovní odpad, ale měly by být řádně zlikvidovány. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS, které se na něj vztahují.



Nedívejte se na světelný zdroj, když je zapnutý. Může být škodlivý pro oči



Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů představuje riziko pro životní prostředí!

Baterie/akumulátory by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a mělo by se s nimi nakládat jako se speciálním odpadem. Chemické značky pro těžké kovy jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Použité baterie / akumulátory by proto měly být odevzdány na sběrných místech komunálního nebezpečného odpadu.

Vestavěná baterie se nesmí kvůli likvidaci rozebírat. Výrobek je nutné odevzdat celý do sběrný použité elektroniky.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.